

Nabízíme:

- > kontrolu stavu
- > kontrolu těsnosti tlakovou zkouškou
- > kalibrace pipet a dávkočů různých výrobců
 - Akreditované kalibrace - 10 měření (na třech hladinách objemu), vydání kalibračního listu a příslušné dokumentace podle ČMI a ČIA, základní údržba a výměna drobných dílů
 - Servisní balíček Standard - 10 měření (na třech hladinách objemu), vydání kontrolního listu, základní údržba včetně výměny drobných dílů
 - Servisní balíček Basic - 4 měření (na třech hladinách objemu), vydání kontrolního listu
- > servis pipet, dávkočů s výměnou náhradních dílů (pouze Eppendorf)

Před odesláním pipet nebo dávkočů na kalibraci je vždy nutné vyplnit dekontaminační protokol a formulář objednávky kalibrace (dokumenty ke stažení na našem webu). Tyto vyplněné dokumenty je nutno přiložit k odesílaným pipetám.

Adresa pro zaslání pipet na kalibraci:

Life M s.r.o.
Voděradská 2552/16
Říčany u Prahy
251 01

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

RNDr. Milana Řezku:
milan.rezka@lifem.cz
tel: 724 111 874



Kalibrace jsou prováděny v souladu s evropskou normou ISO 8655 a ISO 17025 v akreditované laboratoři, která je pravidelně auditována u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..